

## **ELEKTRİKLİ CAM KURUTMA ASKILIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Laboratuvar malzemesi kurutucusu, cam ve plastik laboratuvar malzemelerinin pratik ve verimli bir şekilde kurutulması için tasarlanmış olmalıdır.
- Cihaz, laboratuvar ortamında uzun ömürlü ve dayanıklı şekilde çalışabilecek malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
- Kullanım kolaylığı için ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır.
- Kullanıcı güvenliğini sağlamak için uygun sızdırmazlık ve izolasyonu sağlanmış olmalıdır.
- Çeşitli laboratuvar gereksinimlerini karşılamak üzere farklı boyutlarda, sağlam, temizlemesi kolay, korozyona dayanıklı toz boya kaplı mandallara sahip olmalıdır.
- Cam eşyaları 15 dakikadan kısa sürede kurutmak için optimum hava sirkülasyonuna sahip olmalıdır.
- 60°C'de hızlı bir şekilde kurutma yapabilmeli, zamanlayıcısı gereken kurutma süresine ayarlanabilir olmalı ve otomatik olarak kapanmalıdır.
- Cihazın yaz ve kış aylarında tam kurutma yapabilmesi için ısıyı ve zamanı ayarlama fonksiyonu olmalıdır.
- Toz korumasını sağlamak için çıkarılabilir filtresi olmalıdır.
- 8 adet 16mm, 8 adet 10mm, 5 adet 7 mm olmak üzere toplam 21 adet cam asma mandalına sahip olmalıdır.
- Kurutma gücü 650 W olmalıdır.
- Cihazın boyutları (440x170x550) mm olmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 70 °C ye kadar olan koşullarda çalışabilmelidir.
- Cihaz, CE sertifikasına sahip olmalıdır.
- Cihaz, tüm bileşenleri ile eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
- Cihaz, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi ile birlikte teslim edilmelidir.
- Teklif veren firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001:2015, ISO 13485 , ISO 14001:2015 belgelerine sahip olmalıdır.
- Cihaz, en az 2 yıl garantili olmalıdır.