



ULTRASONİK BANYOLAR

“sweep” & “degass” & “pulse fonksiyonlu”

- Bu ultrasonik banyoların özellikleri klasik banyolar ile benzer olmakla beraber “sweep”, degass” ve “pulse” fonksiyonları ile donatılmışlardır.
- Cam malzemelerin, metal ürünlerin, elektronik komponentlerin, çeşitli aparatların derinlemesine temizliği için ideal çözüm sunarlar.
- Sağlam ve tek parçadan oluşan vibrasyon tankı ve gövde paslanmaz çelikten üretilmiş olup gövde yanındaki taşıma kulpları kolay taşıma opsiyonu verirler.
- Kesintisiz ve etkili ultrasonik dalga boyu her yöne yayılarak tüm yüzeylerde hassas ve kesin temizliği garanti eder.
- Sık tekrarlanan çalışmalarda hafıza fonksiyonu kaydedilen değerleri saklar ve istendiğinde derhal devreye sokar.
- Duraksatma fonksiyonu çalışma sırasında istenildiği anda çalışmayı durdurur ve yeniden başlatır.
- Isıtıcı ayarlanan sıcaklığa çok kısa zamanda ulaşılmasını sağlar. Tank içindeki sıcaklık 80°C'a kadar +/- 1°C hassaslıkla ayarlanabilir.
- Zaman kontrolü 1 - 60 dakika arasında, 1 dakikalık sekmeler ile yapılabilir.



Ultrasonik banyolar aslanmaz çelik kapağı ve “standart tel aralıklı” paslanmaz çelik sepeti ile teslim edilir.

LED panelli kontrol ünitesi sıcaklık ve zaman kontrolü sağlar ve düzende ayarlanan ve aktüel değerleri gösterir.



katalog no	621.06.003	621.06.006	621.06.010
dış boyutlar (mm)	265x165x225	365x175x285	420x265x285
tank boyutu (mm)	238x138x100	302x152x150	302x239x150
tank hacmi (L)	2,7 L	5,7 L	9,6 L
ultrasonik güç (W)	160	240	320
frekans (kHz)	37	37	37
ısıtıcı gücü (W)	150	270	310
maks. sıcaklık (°C)	80	80	80
sıcaklık doğruluğu (°C)	± 1	± 1	± 1
zaman ayar aralığı (dk)	1 - 60	1 - 60	1 - 60
tahliye musluğu	N/A	N/A	yes
standart aksesuarlar	kapak & sepet	kapak & sepet	kapak & sepet

ULTRASONİK BANYO DETERJANI

- Ultrasonik banyolar için özel olarak üretilmiş temizleme deterjanıdır.
- pH değeri nötr düzeyinde olduğu için temizlenen yüzeye etki yapmaz.
- Tank hacminin sadece %2 si kadar bir kullanım ile yağları, kirleri, metal atıklarını, çeşitli çevresel kalıntıları en küçük bir iz bırakmadan temizler.
- Suda çok çabuk çözünür, alçak fosfat bileşimine sahiptir, çalışma sırasında gaz üretmez, agresif ve zehirli yapıda değildir, biyolojik çözünürlüğe sahiptir.
- Soğuk su ile etkin temizleme sağlar. Sıcak su içinde kullanıldığında ise temizleme etkisini artırır.
- Ultrasonik banyo işlevine ek destek sağlar ve normal su ile temizlenmesi zor olan işlemlerde kesin ev etkili sonuç sağlar.



katalog no	ambalaj	ambalaj adedi
621.01.101	P.P şişe	1 L